

	Marque :	Leukoplast®
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2003 en France (Coverplast® Elastic jusqu'en 2015 & changement de masse adhésive en 2018)
	Code CLADIMED :	F51CA02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	44990
	Version :	F
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif, de couleur chair, constitué d'un support tissu élastique en viscose/polyamide enduit d'une masse adhésive acrylique ou à base de caoutchouc synthétique, d'une compresse médiane et d'un papier protecteur.

Caractéristiques

- Hautement élastique, conformable,
- Compresse absorbante neutre et non-adhérente,
- Perméable à la vapeur d'eau, limite le risque de macération,
- Adapté aux articulations et aux contours corporels proéminents, tels que les coudes, les genoux, les doigts ou les poignets.
- Bonne fixation,
- Formule sans latex.

Composition

- Support : tissé, constitué de viscose (70%) et polyamide (30%).
- Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique.
- Compresse : non tissé blanc, constituée de viscose (85%) et PE/PP (15%), recouverte d'un voile en polyéthylène.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Effectués par le fabricant.

✓ Produits finis

Contrôle Visuel, contrôle quantitatif de la masse adhésive, perméabilité, force d'adhésivité.

Conditionnement / Stérilisation

Bandes à découper en boîte unitaire distributrice ou pansements prédécoupés. Produit livré non stérile.

Références

Bandes à découper

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809660012	76455-05	6 cm x 1 m	10	120	
4042809660074	76455-08	8 cm x 1 m	10	120	
4042809613339	79298-04	6 cm x 5 m	1	20	
4042809613353	79298-05	8 cm x 5 m	1	16	

Assortiment de 20 pansements (main / doigt) emballés individuellement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809661255	76455-19	Assortiment*	10	120	

* Assortiment : 8 pansements rectangulaires 1,9 cm x 12 cm, 6 en forme de H 3,8 cm x 7,5 cm, 6 spécial bout du doigt 5 cm x 6,3 cm.

Boîte de 50 pansements prédécoupés et emballés individuellement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809659979	76455-03	3 cm x 10 cm	1	40	

Boîte de 100 pansements prédécoupés et emballés individuellement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809662047	76455-24	1,9 cm X 7,5 cm	1	12	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Protection de courte durée des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, lacérations, abrasions ou à la suite d'une prise de sang, une vaccination).

Contre-indications

Sensibilisation aux produits de synthèse.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précautions d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable. Usage unique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485