


Foliodrape[®] Protect Champ opératoire

Champ opératoire

Référence	Taille ou dimensions
277500	45 x 75 cm
277501	75 x 75 cm
277502	75 x 90 cm
277504	90 x 100 cm
277505	95 x 120 cm
277506	90 x 150 cm
277516	37,5 x 45 cm
277547	50 x 50 cm
936152	120 x 150 cm



Produit

Champ en nontissé absorbant et imperméable.
Stérile à usage unique.


Le champ est conforme à la norme NF EN 13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande)

Indications / Classification

Utilisés pour la protection stérile du patient et / ou du mobilier du bloc opératoire.

Foliodrape[®] Protect Champ opératoire est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Type de matériau : matériau Protect
- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche de polyéthylène
Coloris : bleu aqua

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable (papier / complexe).
En boîte distributrice.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
277500	1	65	4	20
277501	1	55	4	20
277502	1	35	4	20
277504	1	25	4	20
277505	1	25	4	20
277506	1	20	4	20
277516	1	25	4	20
277547	1	100	4	20
936152	1	30	2	20

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
277500	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277501	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277502	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277504	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277505	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277506	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277516	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277547	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
936152	368 x 274 x 296 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm



Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque
Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène.
Lieu de stérilisation : République Tchèque
Péremption à : 5 ans après la stérilisation.