

DRAP D'EXAMEN GAUFRE COLLE

Nos productions en ouates de cellulose reposent sur un partenariat avec un fabricant Français que nous entretenons depuis de longues années.

Le rouleau de draps pour table d'examen est un article d'hygiène, il est indispensable à tout professionnel de la santé pour garantir un environnement propre au sein de la salle de consultation.

Nos rouleaux sont emballés individuellement afin de les protéger de l'humidité et de la poussière.



Caractéristiques

Composition :	100% Pure ouate de cellulose	Résistance sens machine :	23 N
Grammage :	2 x 18g/m ²	Résistance sens travers :	15 N
Mode d'association des plis :	Gaufré collé	Capacités d'absorption :	7.5 g / g
Traitement :	WS	Allongement avant rupture :	18%
Origine :	France	Taux de blancheur :	>82%
Capacités d'absorption :	7,5g/g	Emballage individuel :	Oui

Tolérance +/- 5%

Conditionnement

Type de produit	Référence	Dim (cm) laize x prédécoupe	Nb formats /rlx	Longueur mètre linéaire	Ø	Conditionnement	Dim. carton (mm)	Cartons /palette
Drap d'examen	C611901	50 x 35	135 formats	47,25 m	12 cm	Carton de 12 rouleaux	430x330x500	24 cartons
	C611913	60 x 35	135 formats	47,25 m	12 cm	Carton de 12 rouleaux	430x330x600	18 cartons
	C611923	70 x 35	135 formats	47,25 m	12 cm	Carton de 12 rouleaux	430x330x700	15 cartons

Tolérance dimensions, métrage, et diamètre de +/- 5%