



LATEX DE CAOUTCHOUC
NATUREL¹

Gants chirurgicaux Protexis™ Latex

- Conçu pour vous protéger dans une grande diversité d'applications cliniques
- La teinte beige se confond avec la couleur de la peau pour assurer une protection discrète et moins visible²

N° catalogue	Taille	Longueur	Épaisseur ³			Matériau	Couleur	Type de manchette	Teneur en protéines ⁴	Qté/boîte	Qté/carton
			Doigt	Paume	Manchette						
2D72NS55X	5,5	282 mm	0,25 mm	0,20 mm	0,19 mm	Latex de caoutchouc naturel avec couche polymère nitrile		Bord ourlé/roulé	Moins de 50 microgrammes / gramme	50	200
2D72NS60X	6										
2D72NS65X	6,5										
2D72NS70X	7	295 mm									
2D72NS75X	7,5										
2D72NS80X	8										
2D72NS85X	8,5										
2D72NS90X	9										



Voir l'Annexe page 29 pour des informations complètes sur les normes d'essais



Voir l'Annexe page 28 pour les résultats des essais de perméation par des agents de chimiothérapie



1. Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, susceptible de provoquer des réactions allergiques pouvant aller jusqu'à une réaction anaphylactique

2. Comparativement à d'autres gants colorés de la gamme de gants chirurgicaux Protexis™ en latex

3. Épaisseur testée conformément à la norme ASTM D 3577

4. Teneur en protéines testée conformément à la norme EN455-3 en utilisant la norme ASTM D 5712