




Fiche technique

mylife Aveo™ bandelettes de test



mylife Aveo™ bandelettes de test

Références des articles et description	700017362 / 7613117027414 Bandelettes de test
Code LPP individuel	6131588
Fabricant légal	i-SENS, Inc.
Mandataire Européen	MT Promedt Consulting GmbH
Utilisation prévue	Les mylife Aveo™ bandelettes de test sont à utiliser avec les lecteurs de glycémie mylife Aveo™.
Information sur les dispositifs	Pour l'autodiagnostic
Liste des composants / Matériels	<ul style="list-style-type: none"> ● Composants: Bandelettes ● Matériel: Polycarbonate (PC) ● Spécificité, échelon: NA
Sterilisation	NA
Présentation du produit	
Conditionnement	50 pièces par boîte / 2 boîtes par emballage



Liberté. Confiance. Avec mylife™.

mylife Aveo™ bandelettes de test

Mode d'emploi



Suivez le mode d'emploi de votre lecteur de glycémie mylife Aveo™.



Sortir une bandelette de test du flacon et refermer le capuchon du flacon. Insérer la bandelette dans l'orifice d'introduction du lecteur. Le lecteur se met automatiquement sous tension.

Elimination	L'utilisateur doit éliminer le dispositif médical selon la réglementation en vigueur.
Stockage et transport	Plage de température 1 °C à 30 °C
Système qualité et certification du produit	Conforme à la norme ISO 15197:2013
Classification en Europe	Dispositif médical de classe DMDIV liste b. 98/79/EC.
Numéro d'identification de l'organisme notifié	CE0123