

## Peha-haft® Latex-free

### Bande de fixation



Référence	Taille ou dimensions
932452	2,5 cm x 4 m
932441	4 cm x 4 m
932442	6 cm x 4 m
932443	8 cm x 4 m
932444	10 cm x 4 m
932445	12 cm x 4 m
932446	4 cm x 20 m
932447	6 cm x 20 m
932448	8 cm x 20 m
932449	10 cm x 20 m
932450	12 cm x 20 m

#### Produit

Bande de fixation cohésive sans latex, à usage unique.

#### Indications / Classification

Pour la fixation :

- des pansements primaires et secondaires lors de traitement de plaies aiguës ou chroniques,
- d'aiguilles, de cathéters, de tubulures ou de dispositifs médicaux similaires,
- d'attelles, de plâtres ou de dispositifs médicaux similaires.

Utilisé en particulier sur les articulations ainsi que sur les parties coniques ou arrondies du corps. Également pour la stabilisation des muscles, tendons, ligaments, articulations, avec un léger effet d'immobilisation.

Peha-haft® Latex-free est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Bande de crêpe : viscose (43 %) / coton (37 %) / polyamide (20 %).  
Imprégnation à base de polymères sans latex naturel, sans acrylate ni chlorure.

##### Caractéristiques :

Longueur de la bande étirée : 4 ou 20 m env.  
Extensibilité : 80 % env.

Absence de latex.  
Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

En boîte individuelle.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
932452	2,5 cm x 4 m	8	12	132
932441	4 cm x 4 m	1	140	64
932442	6 cm x 4 m	1	140	48
932443	8 cm x 4 m	1	140	36
932444	10 cm x 4 m	1	140	28
932445	12 cm x 4 m	1	140	24
932446	4 cm x 20 m	1	24	112
932447	6 cm x 20 m	1	24	88
932448	8 cm x 20 m	1	24	72
932449	10 cm x 20 m	1	24	56
932450	12 cm x 20 m	1	24	48

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
932452	2,5 cm x 4 m	103 x 103 x 57 mm	333 x 231 x 131 mm	1200 x 800 x 1835 mm
932441	4 cm x 4 m	53 x 53 x 47 mm	396 x 293 x 210 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932442	6 cm x 4 m	53 x 53 x 67 mm	396 x 293 x 290 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932443	8 cm x 4 m	53 x 53 x 87 mm	558 x 396 x 194 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932444	10 cm x 4 m	53 x 53 x 107 mm	558 x 396 x 234 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932445	12 cm x 4 m	53 x 53 x 127 mm	558 x 396 x 289 mm	1200 x 800 x 1945 mm
932446	4 cm x 20 m	91 x 91 x 47 mm	394 x 294 x 118 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932447	6 cm x 20 m	91 x 91 x 67 mm	394 x 294 x 153 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932448	8 cm x 20 m	91 x 91 x 87 mm	394 x 294 x 193 mm	1200 x 800 x 1945 mm
932449	10 cm x 20 m	91 x 91 x 107 mm	394 x 294 x 233 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932450	12 cm x 20 m	91 x 91 x 127 mm	394 x 294 x 273 mm	1200 x 800 x 1895 mm

## Péremption

Durée de vie : 3 ans.