

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen jetables en vinyle non poudrés



*Photos non contractuelles

Provenance	Chine	
Référence & EAN13	BPT_202_S : 6973069772017 BPT_202_M : 6973069772024	BPT_202_L : 6973069772031 BPT_202_XL : 6973069772048
Normes	Directive médicale 2017/745 sur les dispositifs médicaux non stériles Règlement UE 2011/10 sur les objets plastiques en contact avec les denrées alimentaires Conformité à EN ISO 374-1-2-4-5 Conformité à EN 455-1-2-3-4 AQL 1.5	
Code douanier	3926201100	
Matériau	Chlorure de polyvinyle	
Usage	Protection des mains du porteur. Protection des patients.	
Carcatéristiques	100% synthétique - Sans protéine latex - Sans DOP/DEHP Facilité d'utilisation et d'ajustement Convient pour la manipulation des aliments, sauf aliments gras Alternative pour les personnes sensibles aux allergies de Type I Ambidextre : facilité d'utilisation et d'ajustement, s'adapte aux deux mains	
Conditions de stockage	Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec à une température de 5-38° C.	
Date limite d'utilisation	5 ans	
Conditionnement	100 gants par boîte - 215 x 110 x 57 mm 10 boîtes par carton - 300 x 230 x 225 mm 70 cartons par palette	S : 0,4kg / boîte - 4,0 kg / carton M : 0,45 kg / boîte - 4,5 kg / carton L : 0,5 kg / boîte - 5,0 kg / carton XL : 0,55 kg / boîte - 5,5 kg / carton

Tailles	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Longueur (mm)	≥ 240	≥ 240	≥ 240	≥ 240
Largeur (mm)	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110