

**Durable,  
Sûr  
et Précis<sup>1</sup>**



## **Le nouveau Thermomètre Tympanique Genius™ 3**

Performance testée selon la norme ISO 80601-2-56: 2017<sup>1</sup>

- La technologie Peak Select prend 100 valeurs d'échantillonnage et sélectionne la température la plus élevée pour l'afficher en 1 à 2 secondes.<sup>1</sup>
- La conception du capteur situé dans une sonde et un embout de thermomètre solides améliore la durabilité.
- Les couvre-sondes à usage unique contribuent à la prévention des infections.<sup>2</sup>
- Le calibrateur Genius™ garantit la régularité des mesures à long terme.<sup>3</sup>

Nouveau design  
de la tête  
du thermomètre

Bouton d'éjection  
recouvert de silicone

Se range dans  
la base existante

Nouveau boîtier en plastique offrant  
une protection IP22 contre la poussière  
et l'entrée de liquide.  
Joint d'étanchéité entre les capots supérieur  
et inférieur et autour de la porte piles.

## SPECIFICATIONS PRODUIT

### Précision

• +/- 0,3°C

### Temps de mesure de la température

• 1-2 secondes

### Température ambiante d'utilisation

• +16°C / +33°C

### Température patient

• +33°C / +42°C

### Température de stockage

• -25°C / +55°C

### Autonomie

• 15 000 températures (3 piles AAA)

### Classement IP22

• Contre les poussières / liquides

### Système antivolt System

• Support mural / Support Chariot

### Mode principal

• Thermomètre tympanique

### Mode secondaire

• Chronomètre 60 secondes

### Conformité aux Normes

• ISO 80601-2-56:2017  
• IEC 60601-1:2005/AMD1:2012  
• IEC 60601-1-2:2014  
• IEC 60601-1-11:2015 Ed.2

### Garantie

• 3 années

## Information commande

Référence	Désignation	Boîtier
303013	Thermomètre avec base Genius™ 3	1
303030	Couvre-sondes Genius™ 3	2112
303058	Support mural Genius™ 3	1
TH05001	Support chariot	1
303097	Calibrateur Genius™	1

<sup>1,2,3</sup> Manuel de fonctionnement du thermomètre  
auriculaire Genius™ 3 et sa base - No. SMF118-010

<sup>1</sup> Chapitre X Caractéristiques techniques

<sup>2</sup> Chapitre I Présentation du thermomètre

<sup>3</sup> Chapitre V Maintenance préventive

A DESTINATION DES MÉDECINS ET INFIRMIÈRES

IMPORTANT : veuillez-vous reporter à la notice des produits pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

© Cardinal Health France. Juin 2018. Tous droits réservés. Crédit photos Cardinal Health.  
Imprimé en France par Astuces. Réalisation Verdana.



**CardinalHealth**

Essential to care™

[cardinalhealth.com](http://cardinalhealth.com)

Cardinal Health France 506 SAS  
43 rue Camille Desmoulins  
92130 Issy-les-Moulineaux  
RCS Paris 812 365 609