



MaiMed[®] - inject - R

Produktdaten: *Product Specification:*



Produktbeschreibung: *Product Description:*

Gebrauchsfertiges, hautfarbendes, Injektionspflaster auf der Rolle mit hervorragender Klebekraft durch Taftgewebe mit Polyacrylate kleber. Luftdurchlässig und weich.
Ready for use skin-coloured injection plaster on a roll with excellent adhesive power due to taffeta fabric with polyacrylate adhesive. Breathable and soft.

Bemerkungen: *Remarks:*

Zur Abdeckung von Einstichstellen bei Injektionen.
For covering of injection ports.

Ausführungen: *Sizes:*

MaiMed-inject-R, unsteril, zu 300 Stck., in Box / non sterile, 300 pcs. loose in a box

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Injektionspflaster / Injection plaster	4 x 1,5 cm	hautfarben / skin-coloured	300 Stck. / pcs.	77111	4046153091782	5457023	40

Qualitätssicherung: *Quality Management:*

MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / *CE- Marking on each packaging level*
CE- Klassifizierung: Klasse I / *CE- Classification: Class I*

Verwendbarkeit: *Shelf Life:*

 5 Jahre / 5 years

Material: *Material:*

Trägermaterial: Taftgewebe
Backing material: Taffeta fabric

Wundauflage: Viskose & PE
Wound dressing: Viscose & PE

Kleber: Polyacrylate kleber
Adhesive: Polyacrylate adhesive

Symbole: *Symbols:*



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de

