



**DIVAN VIMEU 3 PLANS – AVEC BOURRELETS – PATINS/ROUL. ESCA – LARG. 800 MM**  
**(RÉFÉRENCE : 2511/80)**

????

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie tendue avec bourrelets latéraux (50 mm).
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Equipé de roulettes escamotables.
- Proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.
- Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/déclive (+65°/-25°) (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble (gauche ou droite, à préciser).
- Assise relevable, réglable manuellement.
- Cuvette inox 2 litres.
- Paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Porte rouleau.
- Commande manuelle.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m<sup>3</sup>.
- Moteur classe II.

**DIMENSIONS:**

- H. tout: L. 2000 × l. 800 × H. 540/840 mm.
- Dossier: L. 660 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 870 × l. 800 mm.
- Assise: L. 470 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Trou visage. **(LUMIERE)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir. **(1991/2)**
- Paire étriers inox. **(1991/0)**
- Système de rotules pour étriers en PU. **(ROTULES/PU)**
- Dos électrique. **(DOS/ELEC)**
- Batterie autonome. **(Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)**
- Paire de douilles pour porte sérum. **(3053/D)**
- Tige porte sérum, 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm) **(4160/2)**
- Protection PVC cristal transparent **(PROTEC)**

**AUTRE MODÈLE:** Divan VIMEU 3 plans – avec bourrelets – **patins** – largeur 800 mm (réf: 2513/80)