



Toise plante

5003



Caractéristiques

- Technique de mesure à ultrasons avec compensation de température - Capteur d'inclinaison pour la correction des mesures d'instruments posés sur plan incliné et communication d'erreurs - Encombrement réduit grâce à sa conception pliable - Boîtier plastique - Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 9 mm - Signal sonore une fois la mesure effectuée et affichage de la valeur - Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Mignon LR6 AA (comprises dans la livraison)

Varation

Référence n° Variation	Verifiable	Précision mm	Plages de mesure cm	Dimensions (mm)
5003.01.001 Toise pliante	No	10	50 - 240	345×92×28mm