

# BD Saf-T-Intima™

Cathéter de sécurité de type microperfuseur

Dispositif médical stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

### Description

Le BD Saf-T-Intima™ est un cathéter de sécurité de type microperfuseur pouvant être utilisé pour la perfusion intraveineuse (pour toutes les gauges) et la perfusion sous-cutanée (pour les cathéters de 22 et 24 G).



### Caractéristiques générales

Le cathéter de sécurité de type microperfuseur BD Saf-T-Intima™ dispose :

- d'un dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l'aiguille ;
- d'une canule courte (19mm pour les 22 et 24 G) en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle ;
- d'ailettes de fixation souples et plates ;
- d'une tubulure intégrée de 70mm pour manipuler à distance du point de ponction ;
- d'un faible volume mort de 0,2ml ;
- de la codification couleur de l'embase selon la norme ISO 6009 pour l'identification de la gauge du cathéter.

### Composition

Composant	Matériau
Aiguille	Acier inoxydable
Canule	BD Vialon™ (Polyuréthane (PUR))
Prolongateur	Polychlorure de Vinyle (PVC)
Chambre de sécurité	Polypropylène
Ailettes	Polychlorure de Vinyle (PVC)
Fixation du cathéter à l'embase	Acier inoxydable
Protecteur de l'aiguille	Polypropionate
Adaptateur	Polypropylène
Bouchon amovible	Polycarbonate
Clamp	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Usage unique



3 ans après stérilisation

## Informations administratives

### BD Saf-T-Intima™

Marquage CE 01738, BSI 0086 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II)

Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Nogales, Sonora, Mexique / Responsable juridique : Becton Dickinson, Sandy, USA.

Certification : ISO 9001 : 2008 n° FM 504587, certifié par BSI / ISO 13 485: 2003 n° FM 71665, certifié par BSI

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

### BD Saf-T-Intima™ droit (1 voie)

Indication sous-cutanée	Nouvelle référence	Ancienne référence	Caractéristiques du cathéter					Caractéristiques de l'aiguille		Débit (Eau) (ml/min)	Conditionnement Boite / carton / palette
			Code couleur	Gauge	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Longueur (mm)	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)		
N/A	<b>383338</b>	383335	Rose	20	1,1	0,8	25	0,7	0,4	55	25 / 200 / 3 600
Oui	<b>383328</b>	383322	Bleu	22	0,9	0,6	19	0,5	0,3	36	25 / 200 / 3 600
Oui	<b>383318</b>	383312	Jaune	24	0,7	0,5	19	0,5	0,3	22	25 / 200 / 3 600

### BD Saf-T-Intima™ en Y (2 voies)

Indication sous-cutanée	Nouvelle référence	Ancienne référence	Caractéristiques du cathéter					Caractéristiques de l'aiguille		Débit (Eau) (ml/min)	Conditionnement Boite / carton / palette
			Code couleur	Gauge	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Longueur (mm)	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)		
N/A	<b>383348</b>	383346	Vert	18	1,3	1,0	25	0,9	0,6	82	25 / 200 / 3 600
N/A	<b>383339</b>	383336	Rose	20	1,1	0,8	25	0,7	0,4	55	25 / 200 / 3 600
Oui	<b>383329</b>	383323	Bleu	22	0,9	0,6	19	0,5	0,3	36	25 / 200 / 3 600
Oui	<b>383319</b>	383313	Jaune	24	0,7	0,5	19	0,5	0,3	22	25 / 200 / 3 600