

FICHE PRODUIT

PAIRE DE CISEAUX COUPE FILS LONG

Référence : **403110**

Composition : 1 Paire de ciseaux coupe-fils long

Conditionnement : Sachet de stérilisation 150x350mm

Présentation : Carton de 25 unités
Carton 400x400x280mm (0,045m³)
Palette de 42 cartons

Spécifications techniques

Composants : Ciseau manche plastique ABS embout acier inoxydable

Mode de stérilisation : Oxyde d'éthylène

Classification Article 12, Is

Marquage CE 0459 LNE G-MED

Conseils de stockage Les produits ne doivent jamais être stockés en contact direct avec le sol et doivent être stockés à température ambiante entre 5 et 40°C à l'abri dans un endroit sec et propre.

Manipulation Lors de l'ouverture du carton faire attention à ne pas endommager les produits.

Conseils d'utilisation Vérifier l'intégrité de l'emballage
Peler le blister sur une surface plane en :
*tenant le protecteur transparent d'une main,
*prenant le protecteur papier dans un coin avec l'autre main,
*tirer le protecteur papier,
Procéder à un lavage hygiénique des mains
Déplier le champ de soins
Disposer les éléments sur le champ de soins
Procéder au soin
Tout composant contenu dans le blister devra être jeté après utilisation
Produit stérile à usage unique, ne pas re-stériliser.