

Blouse blanche visiteur en PP non tissé 25g/m²

Référence : OLI25GRBL

Distributeur :
FM Médical

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

2 rue de la Justice, 62410 BENIFONTAINE, FRANCE

Informations sur le dispositif

Description

- Blouse de protection à usage unique. Permet de limiter la transmission d'agents infectieux entre le personnel soignant et les patients durant les interventions chirurgicales.
- Fermeture Scratch cou et liens dans le dos, Poignets élastiqués JERSEY
- Longueur 115 cm

Caractéristiques / Composition



115 cm

Composition :

Tissu non tissé 25g/m²

Conservation : à l'abri du soleil, 15-25°C

Durée de conservation : 3 ans



Usage
unique



Ne pas laver



Non
stérile

Conditionnement et référence

Référence catalogue

Conditionnement
unitaire

Conditionnement
carton

OLI25GRBL

Emballé à l'unité

90 unités