



Priméo



CE

www.dupont-medical.com

MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL


- Châssis en aluminium
- 4 largeurs d'assise (39, 42, 45 et 48 cm)
- Toile nylon rembourrée (assise et dossier) de couleur noire
- Déclive de siège de 4°
- 2 types de dossier (fixe haut. 40 cm ou inclinable par crémaillères haut 45 cm)
- Rigidificateur de dossier de série
- Accoudoirs relevables avec poignée pour le transfert
- Potences repose-pieds escamotables à l'intérieur et à l'extérieur
- Palettes repose-pieds réglables en hauteur et en inclinaison
- Roues arrière 24" à démontage rapide de série (rayons et bandages) et roues avant 8" à bandages
- Platines de roues arrière permettant de surbaisser le fauteuil (jusqu'à 45 cm)
- Roulettes anti-bascule de série sur fauteuil à dossier inclinable
- Leviers de freins escamotables



Dossier Fixe (F)



Dossier inclinable par crémaillères (C)



Possibilité de surbaisser le fauteuil



Poignée de préhension pour le transfert










Châssis gris métallisé sellerie noire

OPTIONS

- Repose-jambes
- Bandages 24"
- Roulettes anti-bascule (pour dossier fixe)
- Appui-tête
- Roues avant 6" à bandages
- Assise garde-robe
- Roues arrière 24" composite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

largeur d'assise	profondeur d'assise	largeur hors-tout	hauteur assise	largeur plié	hauteur hors-tout (selon dossier)	longueur hors-tout avec potences	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
								
39 42 45 48	42	59 62 65 68	45 à 50 (suivant configuration)	33	85 à 93 cm (dossier F) 96 à 104 cm (dossier C)	106	à partir de 14,3 kg	100 kg

Toutes les cotes sont en cm

DUPONT MEDICAL

BP 19 - Parc d'activités Eiffel Energie
Site de Ban la Dame
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>

MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL