




Stérilux® Filets tubulaires

Filet tubulaire



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
245596	Taille 0	6577657
245590	Taille 1	6577597
245591	Taille 2	6577605
245592	Taille 3	6577611
245593	Taille 4	6577628
245594	Taille 5	6577634
245595	Taille 6	6577640

Produit

Tricot tubulaire à larges mailles, élastique en longueur et en largeur. Lavable et réutilisable.

Indications / Classification

Pour la fixation et le maintien de tous types de compresses et de pansements.

Stérilux® Filets tubulaires est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

- polyamide 71 %
- latex 29 %

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
245596	Taille 0	Ceinture ombilicale ** Longueur étirée : 20 cm
245590	Taille 1	Doigt / Pouce * Longueur étirée : 4 m
245591	Taille 2	Main / Poignet (adulte) ou Pied / Pouce (enfant) * Longueur étirée : 4 m
245592	Taille 3	Pied / Bras (adulte) ou Jambe / Genou (enfant) * Longueur étirée : 4 m
245593	Taille 4	Jambe / Genou (adulte) ou Tête / Cuisse (enfant) * Longueur étirée : 4 m
245594	Taille 5	Tête / Cuisse (adulte) ou Thorax (enfant) * Longueur étirée : 4 m
245595	Taille 6	Thorax (adulte) * Longueur étirée : 4 m

*Remboursé LPPR. La prise en charge est assurée pour le maintien de tout type de pansement sur peau fragile.

** Non remboursé.

Présence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire dans une boîte, sauf la référence 245596.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
245596	Taille 0	4	50
245590	Taille 1	1	50
245591	Taille 2	1	50
245592	Taille 3	1	50
245593	Taille 4	1	50
245594	Taille 5	1	50
245595	Taille 6	1	50

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
245596	Taille 0	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245590	Taille 1	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245591	Taille 2	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245592	Taille 3	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245593	Taille 4	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245594	Taille 5	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm
245595	Taille 6	65 x 50 x 120 mm	345 x 270 x 260 mm

Précautions d'emploi

Les filets tubulaires contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.