



## Bâtonnet Hartmann en bois

### Bâtonnet simple



**Référence**  
**967936**

#### Produit

Bâtonnet en bois à usage unique avec une extrémité en coton.

#### Indications / Classification

Pour soins et prélèvements.

Bâtonnet Hartmann en bois est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Tige : bois naturel.

Extrémité : 100% coton hydrophile blanchi conforme à la Pharmacopée Européenne.

Colle de formage et de fixation du coton à la tige : copolymère d'acétate de vinyle.

##### Caractéristiques :

- Tige :

Dimension : 146 mm environ.

- Extrémité :

Dimensions : 12 x 5 mm environ.

Temps d'immersion : < ou = à 10 s.

Absorption : > ou = à 23 g/g.

- Bâtonnet :

Longueur totale : 150 mm environ.

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

En sachet de polyéthylène de 100 bâtonnets puis en boîte de 10 sachets.

Référence	Nb sachets / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
967936	10	20	18

  

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
967936	180 x 170 x 90 mm	370 x 360 x 470 mm	1200 x 800 x 1560 mm